

# Смазка для поршня тормозной системы

## Артикул 10000-001

metaco  
АВТОЗАПЧАСТИ

### Лист технической информации

#### Описание продукта

Смазка защищает резиновую манжету от старения, а поршень – от коррозии и заклинивания. Сохраняет эластичность и герметичность резиновых деталей. Облегчает ход поршня в цилиндре. Выдерживает экстремальные температуры.

#### Область применения

В тормозных системах: наносится на эластомерные манжеты суппортов, тормозные поршни.

#### Свойства

- Обеспечивает подвижность деталей суппорта и равномерный износ колодок
- Рабочая температура смазки: от -50 °С до +1000 °С
- Устойчивость к вымыванию водой
- Защита от воздействия соли и грязи
- Удобный объем упаковки
- Не взаимодействует с тормозными жидкостями класса DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

#### Указания по применению

Наносить смазку на чистую поверхность тонким слоем. Не применять с тормозной жидкостью DOT 5. Не наносить на рабочую поверхность тормозных колодок и тормозных дисков. Не допускать смешивания с другими смазками. Не наносить на горячие поверхности. Не использовать в нагруженных подшипниках.

#### Меры предосторожности

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Использованный пакет утилизировать как бытовой отход.

#### Срок годности и хранение

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях. Температурный режим хранения: от -10 °С до + 25 °С.

#### Технические данные продукта

Внешний вид и цвет	Однородная паста бежевого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже (ГОСТ 6793)	250
Пенетрация при +25 °С без перемешивания, 0,1 мм (ГОСТ 5346)	280-340
Пенетрация при -40 °С без перемешивания, 0,1 мм, не менее (ГОСТ 5346)	200
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более (ГОСТ 7142)	10,0
Защита от коррозии (ГОСТ 9.054-74 Метод 4)	Выдерживает
Смываемость струей воды при +38 °С, %, не более (ASTM D4049)	5,0
Содержание воды, % (ГОСТ 1547, ГОСТ 2477)	Отсутствует

#### Упаковка

Стик-пакет 5 г, 100 шт. в гофрокоробе.

